

4-4. 医用画像の登録

医用データを登録するには、まず、デジタルデータを準備する必要があります。
例えば、デジタルカメラで撮影する、フィルムスキャナでスキャンする、DICOM 規格の CDROM 準備が必要です。各施設で可能な方法で、デジタルデータを作成してください。

4-4-1.jpeg 画像の登録

1) 画像アップローダの起動
※ DICOM, JPEG, BMP, TIFFの画像に対応
※ 画像中の個人情報除去してアップロード可能

2) ブラウザから直接アップロード
※ 個人情報を含まないデータアップロードに使用
※ 画像は5枚同時にアップロード可能

2009年2月						
日	月	火	水	木	金	土
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7

検査日: 2009/02/23 カレンダー確認

検査名: X線撮影

部位: 胸部

科・部署: 神経内科

コメント:

【ファイルの種類】
 JPEG PDF ECG
 動画 (15Mまで)

次へ 中止

医用データを JPEG 形式で保持している場合で、1～5枚程度を登録する場合は、以下の手順となります。

① 画像登録ボタン をクリックすると左記画面が表示されます。

② 項番 2 の「ブラウザから直接アップロード」以下のところで、撮影日（検査日）、検査名、部位、コメントを入力します。

③ ファイルの種類を選択します。

④ 「次へ」をクリックします。

画像データのアップロード

検査日: 2009年02月23日(月)

検査名: X線撮影

部位: 胸部

科・部署: 神経内科

コメント: なし

【登録画像選択】

参照...
参照...
参照...
参照...
参照...

* 画像を5枚まで登録できます(jpg jpeg)

アップロード 前へ 中止

⑤ 「参照」ボタンをクリックすると、左下に示すような、ファイルの選択ウィンドウが表示されます。
ここで、準備していた JPEG ファイルを選択します。

⑥ 必要な画像を選択したら、「アップロード」ボタンをクリックします。

