


### 4-4-3.複数の jpeg 画像をまとめて登録する(匿名化機能あり)




医用データを JPEG 形式で保持している場合で、5枚を超える量を登録する場合、もしくは個人特定情報が含まれる画像を登録する場合は、以下の手順となります。


(自動 Install 手順は DICOM のアップロードと同じですので省略します。)



④パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。



⑤診療科を選択します。



⑥患者 ID が表示されるので、「決定」ボタンをクリックします。



⑦JPEG・BMP・TIFF等の画像ファイルが格納されたフォルダを含む USB メモリを挿入したりハードディスク上に準備し、「JPEG・BMP 画像登録」ボタンをクリックします。